

# Placas calefactoras, agitadores, balancines y balanzas

Equipo para laboratorio

## PLACAS CALEFACTORAS, AGITADORES Y PLACAS CALEFACTORAS/AGITADORES

Estas placas calefactoras, agitadores y placas calefactoras-agitadores tienen una superficie de trabajo de cerámica blanca, con resistencia química, excepcionalmente durable. El diseño eficiente en cuanto al espacio de 20,3 x 22,9 cm (8 x 9 pulgadas) los convierte en los instrumentos ideales para usar en mesas de trabajo con muchos instrumentos y dentro de campanas para laboratorio.

Los modernos controles del microprocesador con una práctica perilla giratoria permiten no solo un ajuste rápido y preciso sino también el mantenimiento de la velocidad y la temperatura. Los diodos emisores de luz indicadora de seguridad en el panel frontal indican cuando se han activado las funciones de calentamiento y/o agitación. Con una superficie de trabajo cuadrada de 19 cm (7,5 pulgadas), los tres modelos son compatibles con una amplia variedad de los tamaños conocidos de vasos de precipitado, matraces, frascos y otros recipientes de vidrio borosilicatado. El modelo de la placa calefactora /agitador magnético (H4000-HS) incluye una varilla de soporte para colocar los termómetros y las sondas de temperatura.

## BALANCÍN PARA MESA DE TRABAJO

El poderoso motor y el sistema de accionamiento para tareas pesadas continúan siendo confiables y constantes, incluso en condiciones de uso sin interrupción en una habitación fría (0 °C mínimo) o en incubadora (65 °C máximo). La velocidad de agitación y el ángulo de inclinación pueden ajustarse fácilmente, lo que permite seleccionar entre un ritmo de agitación suave o agresivo. Tanto la plataforma estándar como la plataforma con estantes (opcional) son de acero inoxidable para evitar el óxido y la corrosión.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
HP110	Placa calefactora, 110V	
HP220	Placa calefactora, 220V	
SP110	Agitador magnético, 110V	
SP220	Agitador magnético, 220V	
HPS110	Combinación de placa calefactora / agitador, 110V	
HPS220	Combinación de placa calefactora / agitador, 220V	
BR110	Balancín para mesa de trabajo, 40,6 cm x 30,5 cm (16" x 12"), 110V	
BR220	Balancín para mesa de trabajo, 40,6 cm x 30,5 cm (16" x 12"), 220V	

## BALANZAS COMPACTAS BÁSICAS

Las balanzas compactas básicas tienen todas las características necesarias para pesar materiales de modo rápido y sencillo. Estas balanzas livianas y portátiles funcionan con batería o con CA, son resistentes a las salpicaduras y permiten realizar mediciones en 3 unidades de peso (gramos, libras y onzas).

## BALANZAS DE AVANZADA

La balanza de avanzada es la mejor opción para un funcionamiento simple y económico, incluye una bandeja de acero inoxidable, una protección de sobrecarga de tres puntos y funciona tanto con baterías como con CA.

## BALANZAS DE PRECISIÓN

Las balanzas de precisión tienen lo necesario para uso en laboratorio, aplicaciones de campo y otras aplicaciones industriales. Estas balanzas incluyen 15 unidades de peso, protección de sobrecarga de tres puntos, RS-232 e interfaz USB, calibración interna y externa; funcionan con baterías o CA.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SCL200	Balanza compacta básica, 200 g +/- 0,1, 110V	
SCL200E	Balanza compacta básica, 200 g +/- 0,1, 220V	
SCL5000	Balanza compacta básica, 5.000 g +/- 2 g, 110V	
SCL5000E	Balanza compacta básica, 5.000 g +/- 2 g, 220V	
SCL2600	Balanza de avanzada, 2.600 g +/- 0,1 g, 110V	
SCL2600E	Balanza de avanzada, 2.600 g +/- 0,1 g, 220V	
SCL1000	Balanza de precisión, 1.000 g +/- 0,01 g, 110V	
SCL1000E	Balanza de precisión, 1.000 g +/- 0,01 g, 220V	





Los cascos de la marca Premier Crown se arman en la planta de Sirchie en Youngsville, NC.



Escudos

Para más información sobre los productos Premier Crown, llámenos al 800.356.7311 o al +1 919.554.2244 o visítenos en [www.premiercrown.com](http://www.premiercrown.com)

Fundada en 1979, Premier Crown tiene el honor de continuar brindando equipos de seguridad y táctica de alta calidad para proteger el bienestar de los policías y oficiales penitenciarios de nuestra nación, como así también de los policías profesionales de todo el mundo. Nos sentimos orgullosos de brindar productos de calidad a través de un compromiso que abarca a toda la empresa e incluye técnicas de producción progresivas, maquinaria de última generación e investigación continua de productos, desarrollo y mejora. En Premier Crown, hemos desarrollado nuevos productos que aumentarán enormemente la capacidad de las operaciones tácticas para las brigadas antidisturbios y los equipos para sacar a delincuentes de prisiones.

## CASCOS RESISTENTES PARA DISTURBIOS



## CASCOS RESISTENTES PARA USO GENERAL

