

سخانات وأجهزة ارجح وأجهزة هزازة وموازين

معدات مختبرات



سخان



جهاز رجح
مغناطيسي



جهاز هزاز



ميزان أساسي
صغير



ميزان متقدم



ميزان دقيق

سخانات وأجهزة ارجح وأجهزة تجمع بين التسخين والارجح

تتميز هذه السخانات المحمولة وأجهزة الارجح والأجهزة التي تجمع بين التسخين والارجح بقدرة فائقة على التحمل. وبسطح العمل الخزفي الأبيض المقاوم للكيمائيات. وبفضل تصميمها الموفر للمساحة (تبلغ أبعادها ٢٠,٣ × ٢٢,٩ سم (٨ × ٩ بوصة)). مما يجعلها مثالية للاستخدام على أسطح الطاولة المزدهمة وداخل الخزائن الآمنة لحفظ العناصر البيولوجية.

عناصر تحكم في المعالج الدقيق تقدم مفاتيح دائرية مريحة تتيح سرعة وسهولة ضبط أوضاع السرعة ودرجة الحرارة والحفاظ عليها. ويوجد مؤشر أمان LED على اللوحة الأمامية يوضح متى يتم تنشيط وظائف التسخين وأو الارجح. ومع مساحة عمل مقاس ١٩ سم (٧,٥ بوصة). فإن كل الطرازات الثلاثة تتوافق مع تشكيلة عريضة من المقاسات الشائعة من أجهزة كسر زجاج اليوروسيليكات المُقسى والزجاجات والعبوات الزجاجية وغيرها من الأوعية الأخرى. ويأتي طراز H4000-HS - الذي يجمع بين وظائف السخان والارجح المغناطيسي - كجهاز متكامل يضم قضيب إسناد لتركيبه على أجهزة الترموستات ومجسات درجات الحرارة.

جهاز هزاز

يظل نظام التوجيه القوي وشديد التحمل - المعتمد على محرك دفع - جديراً بالاعتماد عليه وقادراً على تقديم مستوى أداء ثابت في ظروف الاستخدام المستمر في غرفة باردة (لا تقل حرارتها عن الصفر المئوي) أو في حضّانة (بحد أقصى ٦٥ درجة مئوية). ويمكن بسهولة تعديل سرعة الارجح وزاوية الإمالة بحيث تتنوع ما بين الاهتزاز الخفيف والشديد. ويتم صنع المنصة القياسية ومنصة التركيب (الاختيارية) من الفولاذ الذي لا يصدأ (الاستانلس استيل). مما يقي من أي صدأ أو تآكل.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
HP110	سخان. ١١٠ فولت	
HP220	سخان. ٢٢٠ فولت	
SP110	جهاز رجح مغناطيسي. ١١٠ فولت	
SP220	جهاز رجح مغناطيسي. ٢٢٠ فولت	
HPS110	سخان/جهاز ارجح. ١١٠ فولت	
HPS220	سخان/جهاز ارجح. ٢٢٠ فولت	
BR110	جهاز هزاز. ٤٠,٦ سم × ٣٠,٥ سم (١٦ بوصة × ١٢ بوصة). ١١٠ فولت	
BR220	جهاز هزاز. ٤٠,٦ سم × ٣٠,٥ سم (١٦ بوصة × ١٢ بوصة). ٢٢٠ فولت	

موازين أساسية صغيرة

تقدم الموازين الأساسية صغيرة الحجم كل الميزات الضرورية لقياس الوزن بسرعة وسهولة. وتتميز بوزنها الخفيف وميزاتها المحمولة. كما يمكن تشغيل البطاريات والتيار المتردد على حدٍ سواء، بالإضافة إلى أنها محمية من الرذاذ المتطاير وتقديم ٣ وحدات قياس (غالون، رطل، أوقية).

موازين متقدمة

يحل الميزان المتقدم الخيار الأمثل للتشغيل البسيط وتوفير النفقات. حيث يتميز بصينية من الاستانلس استيل. ونظام حماية من الحمولات الزائدة ثلاثي الارتكاز. فضلاً عن إمكانية تشغيله بالبطاريات والتيار المتردد.

موازين دقيقة

تتمتع الموازين الدقيقة بالمقومات الضرورية للتشغيل الأساسي في المختبر. والتشغيل الميداني وغيره من التطبيقات الصناعية العديدة. وتتميز هذه الموازين باستخدام ١٥ وحدة قياس. ونظام حماية من الأحمال الزائدة يعتمد على الارتكاز الثلاثي. ومنافذ اتصال RS-232 وUSB. ونظام داخلي وخارجي للمعايرة. فضلاً عن إمكانية التشغيل بالبطاريات وبالتيار المتردد.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
SCL200	ميزان أساسي صغير. ٢٠٠ جم -/٠,١ -/١١٠ فولت	
SCL200E	ميزان أساسي صغير. ٢٠٠ جم -/٠,١ -/٢٢٠ فولت	
SCL5000	ميزان أساسي صغير. ٥٠٠٠ جم -/٠,٢ -/١١٠ فولت	
SCL5000E	ميزان أساسي صغير. ٥٠٠٠ جم -/٠,٢ -/٢٢٠ فولت	
SCL2600	ميزان متقدم. ٢٦٠٠ جم -/٠,١ -/١١٠ فولت	
SCL2600E	ميزان متقدم. ٢٦٠٠ جم -/٠,١ -/٢٢٠ فولت	
SCL1000	ميزان دقيق. ١٠٠٠ جم -/٠,٠١ -/١١٠ فولت	
SCL1000E	ميزان دقيق. ١٠٠٠ جم -/٠,٠١ -/٢٢٠ فولت	

خوذات ودروع واقية للجسم من PREMIER CROWN

خوذات ودروع واقية للجسم

يعود تاريخ تأسيس شركة Premier Crown إلى عام 1979، ويسرنا أن نتابع جهودها لتقديم معدات السلامة التكنولوجية عالية الجودة المطلوبة لحماية الفئمين على إنفاذ القانون والعاملين في المؤسسات الإصلاحية. فضلاً عن التخصص بتنفيذ القانون حول العالم، ونحن نفخر بتقديم منتجات عالية الجودة من خلال التزامنا بتطويرها وإدخال التحسينات عليها. لقد قمنا في Premier Crown بتطوير منتجات جديدة ستزيد بشكل كبير من قدرة فرق التعامل مع الشغب وفرق إخلاء المتواجدين في خلايا المؤسسات الإصلاحية على تنفيذ العمليات التكنولوجية.

خوذات لعساكر مكافحة الشغب



خوذات لعساكر الخدمة العامة



يتم جميع الخوذات التي تحمل الاسم التجاري لشركة Premier Crown في منشأة التصنيع التابعة لشركة Sirchie في Youngville, NC.



دروع واقية للجسم

لمزيد من المعلومات حول منتجات Premier Crown، يرجى الاتصال بنا على رقم 800.356.7311 أو 1.919.554.2244 أو التفضل بزيارة موقع www.premiercrown.com